

Gebrauchshinweise

Fingerling

Vor Erstgebrauch bitte reinigen. Den Fingerling vollständig über den Zeigefinger ziehen. Der Fingerling ist flexibel und passt sich so an die Form des Fingers an. Fingerling vor Gebrauch leicht anfeuchten. Nun können Sie mit dem Fingerling sanft den Mundraum des Kindes reinigen und leicht massieren. Nach jedem Gebrauch unter fließendem, warmen Wasser reinigen. Der Fingerling kann alternativ auch bei bis zu 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Waschen Sie den Fingerling in einem Wäschenetz, da er sonst beschädigt werden kann. Waschen Sie den Fingerling nur im Schonwaschgang und nur mit farbähnlichen Textilien. Nur Waschmittel ohne Duftstoffe verwenden. Keinen Weichspüler verwenden. Farben können durch die Reinigung verblassen. Wringen Sie den Fingerling nach der Reinigung aus und trocknen Sie ihn an einem sauberen und hellen Ort. Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen oder im Mikrowellengerät desinfizieren – Materialschäden durch Reinigungsmittel bzw. ungleichmäßige Erwärmung!

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes

ACHTUNG!

Untersuchen Sie den Fingerling vor jedem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung. Bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln werfen Sie den Fingerling bitte weg. Bitte ersetzen Sie das Produkt, sobald der Fingerling eine unansehnliche Verfärbung aufweist. Nie in süße Lebensmittel oder Medizin tauchen – Verursachung von Karies (Zahnfäule) und/oder Materialschäden! Nicht chemisch reinigen. Nicht bleichen. Nicht geeignet für Kaltwassersterilisation. Wechseln Sie ihn nach 1- bis 2-monatigen Gebrauch aus hygienischen und Sicherheitsgründen aus. Nur mit kurzen Fingernägeln verwenden. Kein Spielzeug! Lassen Sie Ihr Kind mit dem Fingerling nicht unbeaufsichtigt.

Bitte Produkt- und Gebrauchshinweise aufbewahren.

Für den Reklamationsfall: Bitte Herstelleradresse und Artikelnummer aufbewahren.