

## Gebrauchshinweise

### Beruhigungssauger

Desinfizieren Sie den Beruhigungssauger vor dem ersten Gebrauch 5 Min. in kochendem Wasser, lassen ihn abkühlen und drücken evtl. vorhandenes Restwasser heraus. Dies dient der Sicherung der Hygiene.

Vor jedem Gebrauch gründlich unter fließendem, warmem Wasser reinigen. Für Kinder bis zu 3 Monaten auch regelmäßig desinfizieren, z.B. durch Auskochen bis 3 Min. Stets auf eine ausreichende Flüssigkeitsmenge im Topf achten, um Materialschäden zu vermeiden.

Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen oder im Mikrowellengerät desinfizieren – Materialschäden durch Reinigungsmittel bzw. ungleichmäßige Erwärmung!

Setzen Sie einen Schnuller nicht direktem Sonnenlicht oder der Nähe einer Wärmequelle aus und legen Sie ihn nie länger in Desinfektionslösungen („Sterilisierlösung“) als empfohlen, da dadurch das Saugteil beeinträchtigt werden kann.

Nie in süße Lebensmittel oder Medizin tauchen – Verursachung von Karies (Zahnfäule) und/oder Materialschäden!

#### **Für die Sicherheit Ihres Kindes**

##### **VORSICHT!**

Kontrollieren Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch.

Ziehen Sie den Schnuller in alle Richtungen.

Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.

Verwenden Sie nur spezielle Schnullerbänder, die der EN 12586 entsprechen.

Befestigen Sie niemals andere Bänder oder Schnüre an einem Schnuller, Ihr Kind kann sich mit ihnen strangulieren.

Risse, Bissspuren, Klebrigkeit oder Formveränderungen können zum Ablösen und Verschlucken von Teilen führen – Erstickungsgefahr!

Wechseln Sie ihn nach 1- bis 2-monatigem Gebrauch aus hygienischen und Sicherheitsgründen aus. Falls der Beruhigungssauger vollständig in den Mund des Kindes gerät, geraten Sie **NICHT IN PANIK**, er kann nicht verschluckt werden und ist dafür konstruiert Ihr Kind nicht zu schädigen. Entfernen Sie ihn vorsichtig und so behutsam wie möglich aus dem Mund.

Längerer Gebrauch kann zu Zahn- und/oder Kieferschäden führen.

**Bitte Produkt- und Gebrauchshinweise aufbewahren.**

**Für den Reklamationsfall: Herstelleradresse und Artikelnummer aufbewahren.**

**Für Latex-Sauger: Hergestellt aus Naturkautschuklatex, welcher möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen kann.**

Dieser Artikel entspricht der EN 1400.